

medartis®

PRECISION IN FIXATION

PRODUKTINFORMATION

# MODUS® 2 Transbukkal Set



MODUS®

# Das MODUS 2 Transbukkal-Set

## Transbukkale Bohr- und Schraubhilfe

### Kompatibilität

Das MODUS 2 Transbukkal-Set ist mit MODUS 2 Mandible und MODUS 2 Orthognathics kompatibel.



### Anwendungsbereiche

- Transbukkaler Zugang für die Osteosynthese am Kieferwinkel, aufsteigenden Ast und Gelenkfortsatz
- Transbukkale Schraubenentfernung




## Eigenschaften

- Intra- und extraorale Wangenhalter
- Hebel-, Bajonett- und Klickverschlüsse
- Beweglich gelagerte Bohrerführungen ermöglichen eine konstante Druckausübung auf das Implantat




# Aufbewahrung

- Kompaktes System mit übersichtlicher Anordnung
- Einfache Handhabung
- Anwenderfreundliche Lagerung der Instrumente




# Bestellinformation

## Handgriff für Transbukkale Bohr- und Schraubhilfe



Art. Nr.	Länge	Stk./Pkg.
M-2606	147mm	1

## Wangenhalter



M-2614



M-2615

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk./Pkg
M-2614	extraoral	166 mm	1
M-2615	intraoral	83 mm	1

## Schraubendrehergriff



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg.
M2-2001	Typ 2 (Hand Antrieb klein, AO Kupplung)	121 mm	1

## 6 | Transbukkal-Set

### Schraubendreherklinge



Art. Nr.	Interface	Beschreibung	Länge	Stk./Pkg.
M2-2005	HD6	selbsthaltend	95 mm	1

### Gewebeschutzhülse



Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk./Pkg.
M-2620	für M-2606	48 mm	1

### Trokar



Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk./Pkg.
M-2626	für M-2620	60 mm	1

### Bohrerführungen



M-2630



M-2632

Art. Nr.	Grösse	Bezeichnung	Länge	Stk./Pkg.
M-2630	2.0 – 2.5		54 mm	1
M-2632	2.0 – 2.5	für TriLock Platten	54 mm	1

Spiralbohrer  $\varnothing$  1.5 mm (Kernloch 2.0 Schrauben)

M2-3459



M2-3469

Art. Nr.	Stopp	Länge	Schaftende	Stk./Pkg.
M2-3459	25 mm	99 mm	Dental	1
M2-3469	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Spiralbohrer  $\varnothing$  1.9 mm (Kernloch 2.3 Schrauben)

M2-3216



M2-3226

Art. Nr.	Stopp	Länge	Schaftende	Stk./Pkg.
M2-3216	25 mm	99 mm	Dental	1
M2-3226	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Spiralbohrer  $\varnothing$  2.0 mm (Kernloch 2.5 Schrauben)

M2-3276



M2-3286

Art. Nr.	Stopp	Länge	Schaftende	Stk./Pkg.
M2-3276	25 mm	99 mm	Dental	1
M2-3286	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

MANDIBLE2-01000000\_v0 / © 2020-03, Medartis AG, Schweiz. Technische Änderungen vorbehalten.

#### **HERSTELLER & HAUPTSITZ**

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Schweiz  
P +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | [www.medartis.com](http://www.medartis.com)

#### **TOCHTERGESELLSCHAFTEN**

Australien | Brasilien | Deutschland | Frankreich | Japan | Mexiko | Neuseeland | Österreich | Polen | UK | USA

Adressen und weitere Informationen bezüglich unserer Tochtergesellschaften und Distributoren siehe [www.medartis.com](http://www.medartis.com)



Haftungsausschluss: Diese Informationen sollen das Medartis Produktangebot von Medizinprodukten aufzeigen. Der Chirurg muss sich stets auf seine eigene fach-  
medizinische Einschätzung stützen, um über den Einsatz eines bestimmten Produkts bei der Behandlung des jeweiligen Patienten zu entscheiden. Medartis erteilt  
keinen ärztlichen Rat. Die Produkte sind möglicherweise aus Registrierungsgründen und/oder wegen medizinischer Verfahren nicht in allen Ländern verfügbar. Für  
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Medartis Vertreter ([www.medartis.com](http://www.medartis.com)). Diese Informationen enthalten Produkte mit der CE-Kennzeichnung.  
Nur für USA: Gemäss Bundesgesetz darf die Abgabe dieses Produkts nur an Ärzte oder in deren Auftrag erfolgen.